

⚠️ WARNINGS ⚠️

WARNING: Carefully read fitting instructions and warnings prior to use. To ensure proper performance of the brace, follow all instructions.

WARNING: If you experience, or have an increase in pain, swelling, skin irritation, or any adverse reactions while using this product, immediately consult your medical professional.

WARNING: This device will not prevent or reduce all injuries. Proper rehabilitation and activity modification are also an essential part of a safe treatment program. Consult your licensed health care professional regarding safe and appropriate activity level while wearing this device.

CAUTION: Follow application and care process described in instructions.

CAUTION: For single patient use only.

⚠️ ADVERTENCIAS ⚠️

ADVERTENCIA: Lea atentamente las instrucciones y las advertencias para colocar el aparato antes de usarlo. Para asegurar un rendimiento adecuado del aparato, siga todas las instrucciones.

ADVERTENCIA: Si usted experimenta, o tienen aumento de dolor, hinchazón, irritación de la piel o reacciones adversas durante el uso de este producto, consulte inmediatamente a su médico.

ADVERTENCIA: Este dispositivo no va a evitar o reducir las lesiones. La rehabilitación adecuada y la modificación de la actividad también son una parte esencial de un programa de tratamiento seguro. Consulte con su médico sobre el nivel seguro y apropiado de actividad mientras esté usando este dispositivo.

PRECAUCIÓN: Siga el proceso de aplicación y cuidado descrito en las instrucciones.

PRECAUCIÓN: Para uso en un solo paciente.

⚠️ AVERTISSEMENTS ⚠️

ATTENTION: Lisez attentivement les instructions et les avertissements avant toute utilisation. Pour obtenir des performances optimales, suivez toutes les instructions attentivement.

ATTENTION: En cas d'augmentation de la douleur, d'enflure, d'irritation cutanée ou d'autres réactions indésirables lors de l'utilisation de ce produit, consultez immédiatement un professionnel de la santé.

ATTENTION: Cet appareil ne peut ni prévenir ni réduire toutes les blessures. La réadaptation et les changements aux activités sont aussi essentielles à un programme de traitement sécuritaire. Consultez un professionnel de la santé pour établir le niveau approprié d'activité avec cet appareil.

MISE EN GARDE: Suivez le mode d'utilisation et d'entretien décrit dans ce guide.

MISE EN GARDE: À utiliser pour un seul patient.



Universal Wrist Splint Instructions for Use

Férula de muñeca universal
Instrucciones de uso

Attelle universelle pour poignet
Mode d'utilisation



2885 Loker Ave East
Carlsbad, CA 92010 USA
Toll Free Tel: 1-800-321-0607
Local: +1-760-795-5440
Fax: +1-760-795-5295
www.breg.com

© 2017 Breg, Inc. All rights reserved.

1



Remove dorsal stay and set aside for later application. Apply splint to affected hand and secure with “helping hand” tab.

Retire el soporte dorsal y póngalo a un lado para utilizarlo más tarde. Ponga la férula en la mano afectada y asegúrela con la lengüeta “mano amiga”.

Retirer le support dorsal et mettre de côté pour une application ultérieure. Appliquer l’attelle sur la main atteinte et fixer avec l’onglet « coup de main ».

2



Apply dorsal stay along the approximate midline. Bend distal end to match bend of wrist.

Ponga el soporte dorsal a lo largo de la línea media aproximada. Doble el extremo distal para que coincida con la flexión de la muñeca.

Poser le support dorsal le long de la ligne médiane approximative. Plier l’extrémité distale pour correspondre au pli du poignet.

3




Secure circumferential wrist strap to ensure that the palmer stay is properly seated. Secure remaining closures.

Sujete la correa circunferencial de la muñeca para asegurar que el soporte palmar esté colocado correctamente. Cierre la sujeciones restantes.

Fixer la sangle périphérique de poignet pour assurer que le support de paume est bien en place. Fixer les fermetures restantes.


CARE & WASHING INSTRUCTIONS

Hand wash in cold water with a mild detergent, rinse and lay flat to air dry.



LAS INSTRUCCIONES PARA EL CUIDADO Y LAVADO

Lave a mano en agua fría con un detergente suave, enjuáguelo y póngalo en posición plana para que se seque al aire.



INSTRUCTIONS POUR L'ENTRETIEN ET LE LAVAGE

Laver à la main dans de l'eau froide avec un savon doux. Rincer et sécher à plat.

