



English

PRODUCT LISTING

SKU	SIZE	SIDE
PA-CU-R-XXS	XX-SMALL	RIGHT
PA-CU-R-XS	X-SMALL	RIGHT
PA-CU-R-SM	SMALL	RIGHT
PA-CU-R-MD	MEDIUM	RIGHT
PA-CU-R-LG	LARGE	RIGHT
PA-CU-R-XL	X-LARGE	RIGHT
PA-CU-L-XXS	XX-SMALL	LEFT
PA-CU-L-XS	X-SMALL	LEFT
PA-CU-L-SM	SMALL	LEFT
PA-CU-L-MD	MEDIUM	LEFT
PA-CU-L-LG	LARGE	LEFT
PA-CU-L-XL	X-LARGE	LEFT

Français

LISTE DES PRODUITS

N° DE RÉF.	TAILLE	CÔTÉ
PA-CU-R-XXS	TT-PETIT	DROIT
PA-CU-R-XS	T-PETIT	DROIT
PA-CU-R-SM	PETIT	DROIT
PA-CU-R-MD	MOYEN	DROIT
PA-CU-R-LG	GRAND	DROIT
PA-CU-R-XL	T-GRAND	DROIT
PA-CU-L-XXS	TT-PETIT	GAUCHE
PA-CU-L-XS	T-PETIT	GAUCHE
PA-CU-L-SM	PETIT	GAUCHE
PA-CU-L-MD	MOYEN	GAUCHE
PA-CU-L-LG	GRAND	GAUCHE
PA-CU-L-XL	T-GRAND	GAUCHE

PROACTIVE WEAR®

"Cock-Up" Wrist

Attelle d'extension du poignet

Instruction for Use
Mode d'emploi

 **Cascade**

800-888-0865 | www.cascade-usa.com

PRODUCT DESCRIPTION

The ProActive Wear® “Cock-Up” Wrist provides full finger mobility with removable aluminum palmar stay to maintain correct positioning and support.

INDICATIONS FOR USE

- Immobilization of Wrist
- Carpal Tunnel Syndrome

INSTRUCTION FOR PROPER USE

1. Place hand in splint with thumb inside slot. The stay should be resting on the palm and in line with the arm.
2. Wrap and secure closures. For supports with D-rings, feed the straps through D-rings and secure.
3. The supports should be snug but comfortable.

MAINTENANCE/CLEANING INSTRUCTIONS

Hand wash in cold water using mild soap, rinse thoroughly. AIR DRY. **Note:** If not rinsed thoroughly, residual soap may cause irritation and deteriorate material.

SINGLE PATIENT USE

Single Patient Use Only

WARNINGS AND PRECAUTIONS

This product is to be used under the supervision of a medical professional. This device is not intended for unsupervised public users. If you experience any pain, swelling, sensation changes, or any unusual reactions while using this product, consult your medical professional immediately.

DESCRIPTION DU PRODUIT

L’attelle d’extension du poignet ProActive Wear^{MD} permet une pleine mobilité des doigts et comporte une baleine palmaire amovible en aluminium qui maintient le bon positionnement du poignet tout en offrant un bon soutien.

INDICATIONS D’EMPLOI

- Immobilisation du poignet
- Syndrome du canal carpien

INSTRUCTIONS POUR UNE UTILISATION CORRECTE

1. Insérez la main dans l’attelle, en plaçant le pouce dans l’ouverture réservée à cet effet. La baleine devrait se situer sur la paume et être alignée avec le bras.
2. Enroulez et sécurisez les attaches. Pour une attelle munie d’anneaux en D, insérez les sangles dans les anneaux en D et sécurisez-les.
3. L’attelle doit être bien ajustée et confortable à porter.

CONSIGNES D’ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE

Lavez à la main à l’eau froide avec un détergent doux, puis rincez à fond. SÉCHEZ À L’AIR. **Remarque :** Les résidus de savon peuvent provoquer une irritation de la peau et une dégradation des matériaux si le produit n’est pas bien rincé.

USAGE CHEZ UN SEUL PATIENT

Usage chez un seul patient

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS

Ce produit doit être utilisé sous la supervision d’un professionnel de la santé. Ce dispositif ne doit pas être utilisé par le public sans surveillance. Si vous ressentez des douleurs, des enflures, des sensations étranges ou des réactions inhabituelles lors de l’utilisation de ce produit, consultez immédiatement votre professionnel de la santé.