

Varices varicosas primarias y secundarias, venas varicosas durante embarazo, para apoyar la escleroterapia, después de la cirugía venosa procedimientos, tromboflebitis (superficial) y status post flebitis curada, trombosis venosa profunda de la pierna, estado post trombosis, síndrome post-trombótico, prevención de trombosis en pacientes móviles, CVI de estadios I - III según Widmeror C1 - C6 según CEAP, prevención de úlceras, insuficiencia venosa profunda, angiodisplasia, linfedema, edema durante el embarazo, edema post-traumático, edema postoperatorio, edema cíclico idiopático, lipedema, lipo-linfedema, linfobloqueos, condiciones de congestión tras inmovilidad (síndrome de congestión artrogénica, paresia y paresia paresia de la extremidad), mejoría de los síntomas venosos, edema ocupacional (trabajos sedentarios y en pie).

Enfermedad arterial periférica avanzada (si uno de estos parámetros aplica: ABPI < 0,5, presión arterial del tobillo Descompensado insuficiencia cardiaca (NYHA III + IV), flebitis séptica, bacterias agudas, inflamación viral o alérgica).

Dermatosis llorosas pronunciadas, intolerancia a la presión o a la cualquiera de los componentes del producto, graves sensoriales trastornos de las extremidades, poliartritis crónica primaria, enfermedad arterial periférica (PAD) estadio I/II, maligno linfedema.

Si hay heridas abiertas en la zona a tratar, el afectado deberá cubrirse con un apósito adecuado o venda antes de que se pueda aplicar la prenda de compresión.

Grave desfavorable raramente se encuentran tratamientos tales como necrosis cutánea, daño nervioso o acontecimientos tromboembólicos si se utiliza correctamente la compresión y se consideran contraindicaciones. Las molestias, la sequedad de la piel y el picor son los acontecimientos adversos más frecuentes relacionados con el uso de la compresión. En el caso de que se produzca algún efecto secundario por el uso de una prenda, debe consultarse con un profesional médico".

Las prendas de Juzo Silver deben ser retiradas antes de los escáneres de resonancia magnética y desfibrilaciones cardíacas. En el caso de que se produzca algún efecto secundario (es decir, irritación de la piel, etc.) por el uso de una prenda, debe consultar con un profesional médico.

El fabricante no acepta ninguna responsabilidad por daños / lesiones resultantes del uso indebido o mal uso.

Junto con su media de compresión **JUZO OPEN TOE** hay un Slippie de cortesía diseñado para ayudarlo a ponerse la prenda de compresión con punta abierta. Siga las instrucciones siguientes.

- 1 Inserte la mitad del Juzo Slippie en la parte superior de la media de compresión.
- 2 Coloque la media de compresión con el Juzo Slippie insertado a lo largo sobre el Easy Pad. (Easy Pad no está incluido)
- 3 Introduzca el pie en el Juzo Slippie mientras está dentro de la media de compresión.
- 4 Ponga peso en todo el pie. Deslícelo hacia adelante y levante ligeramente los dedos de los pies durante el movimiento. La media de compresión se deslizará sobre el talón.
- 5 Repita el último paso hasta que todo su pie esté en la media.
- 6 Cuando el tacón de la media esté en su lugar ajuste la parte del pie deslizando el pie de lado hacia la izquierda o hacia la derecha en el Juzo Easy Pad.
- 7 Coloque el talón de su pie opuesto en la punta del Juzo Slippie. Tire de nuestra pierna hacia atrás quitando Slippie del interior de la media.
- 8 Mientras usa Juzo poniéndose los guantes, mueva la media más arriba de la pierna. Corrija constantemente el ajuste de la media de compresión y distribuya uniformemente el material.

Para obtener más información sobre cómo Juzo se pone ayudas, vaya a:
www.juzousa.com • www.juzo.ca

Les indications

Varices primaires et secondaires, varices pendant grossesse, pour soutenir la sclérothérapie, suite à une chirurgie veineuse, thrombophlébite (superficielle) et état post phlébite cicatrisée, thrombose veineuse profonde de la jambe, statut post thrombose, syndrome post-thrombotique, prévention de la thrombose chez les patients mobiles, CVI de stades I – III selon Widmer ou C1 – C6 selon CEAP, prévention des ulcères, veine profonde insuffisance, angiodyplasie, lymphoedème, oedème au cours grossesse, oedème post-traumatique, oedème, oedème cyclique idiopathique, lipoedème, lipolymphoedème, phlébolymphoedème, conditions de congestion consécutives à l'immobilité (syndrome de congestion arthro-gène, parésie et parésie du membre), amélioration des symptômes veineux, oedème professionnel (travail sédentaire et debout).

Contre-indications absolues

Arterioopathie periphérique avancée (si l'un de ces paramètres s'applique : ABPI < 0.5, pression artérielle de la cheville <60, insuffisance cardiaque décompensée (YHA III + IV), phlébite septique, bactérienne aiguë, inflammation virale ou allergique.

Contre-indications relatives
Dermatoses suintantes prononcées, intolérance à la compression ou aux l'un des composants du produit, troubles sensoriels sévères des extrémités, polyarthrite chronique primitive, maladie artérielle périphérique (MAP) stade I/II, lymphœdème malin.

important
S'il y a des plaies ouvertes dans la zone à traiter, la zone doit être recouverte d'un pansement approprié ou bandage avant de pouvoir appliquer le vêtement de compression.

Effets secondaires
 Événements indésirables graves dus au traitement de compression tels que
 une nécrose cutanée, des lésions nerveuses ou des événements
 thromboemboliques sont rarement rencontrés si la compression est correctement
 utilisée et les contre-indications sont prises en compte.

L'inconfort, la peau sèche et les démangeaisons sont les effets indésirables les plus fréquemment rapportés liés à l'utilisation de la compression.

En cas d'effets secondaires résultant de l'utilisation d'un vêtement, vous devrez consulter un professionnel de la santé.

Les vêtements Juzo Silver doivent être retirés avant les examens IRM & défibrillations cardiaques. En cas d'apparition d'effets secondaires (c.-à-d. irritation de la peau, etc.) de l'utilisation d'un vêtement, vous devrez consulter un professionnel de la santé.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages / blessures résultant d'une mauvaise utilisation.

Avec votre bas de compression JUZO POINTE OUVERTE un Juzo Slippie vous est offert gratuitement pour vous aider à mettre votre bas de compression. Suivez les instructions ci-dessous.

- 1 Insérez la moitié du Juzo Slippie dans le haut du bas de compression.
- 2 Placez le bas de compression avec le Juzo Slippie dans le sens de la longueur sur le Easy Pad. (le Easy Pad n'est pas inclus)
- 3 Glissez votre pied dans le Juzo Slippie à l'intérieur de votre bas de compression.
- 4 Mettez du poids sur tout le pied. Faites-le glisser vers l'avant et soulevez légèrement vos orteils pendant le mouvement. Le bas de compression glissera sous le talon.
- 5 Répétez la dernière étape jusqu'à ce que votre pied soit complètement à l'intérieur du bas.
- 6 Lorsque le talon du bas est en place, ajustez la partie du pied en faisant glisser votre pied latéralement vers la gauche ou la droite sur le Juzo Easy Pad.
- 7 Placez le talon de votre pied opposé sur la pointe du Juzo Slippie. Tirez la jambe vers l'arrière en enlevant le Juzo Slippie de l'intérieur du bas.
- 8 Tout en portant des gants d'enfilage Juzo, appliquez le bas sur la jambe. Corrigez constamment l'ajustement du bas de compression en répartissant uniformément le matériel.

Primary and secondary varicose veins, varicose veins during pregnancy, to support sclerotherapy, following vein surgery procedures, thrombophlebitis (superficial) and status post healed phlebitis, deep vein thrombosis of the leg, status post thrombosis, post-thrombotic syndrome, prevention of thrombosis in mobile patients, CVI of stages I – III according to Widmer or C1 – C6 according to CEAP, ulcer prevention, deep venous insufficiency, angiodysplasia, lymphedema, edema during pregnancy, post-traumatic edema, postoperative edema, idiopathic cyclical edema, lipedema, lipo-lymphedema, phlebolymphe-dema, congestion conditions following immobility (arthrogenic congestion syndrome, paresis and partial paresis of the extremity), improvement of venous symptoms, occupational edema (sedentary and standing jobs).

Decompensated heart failure (NYHA III + IV), septic phlebitis, acute bacterial, viral or allergic inflammation.

Advanced peripheral arterial disease (if one of these parameters applies):
ABPI < 0.5 ankle artery pressure < 60 mmHg, Pronounced weeping
 dermatoses, intolerance to pressure or of any of the components of the
 product, severe sensory disorders of the extremities, primary chronic
 polyarthritis, peripheral arterial disease (PAD)stage I/II, malignant
 lymphedema.

If there are open wounds in the area to be treated, the affected area must be covered with an appropriate wound dressing or bandage before the compression garment can be applied.

Severe adverse events due to compression treatment such as skin necrosis, nerve damage or thromboembolic events are rarely encountered if compression is correctly used and contraindications are considered. Discomfort, dry skin and itching are the most frequently reported adverse events related to compression use. In the event any side effects occur from use of a garment, you should consult with a medical professional.

Juzo Silver Garments should be removed prior to MRI Scans & Cardiac Defibrillations.

The manufacturer does not accept any liability for damage / injuries resulting from improper use or misuse.



WISTOCKING-0622



Freedom in Motion

Freedom to Make the Most of Every Day

Riding a bike. Working in the garden. Taking a walk. Going to work. These are the keep moving benefits of Juzo compression garments, designed to improve your quality of life, not inhibit it. Family-owned since 1912, Juzo has led the compression therapy garment industry by creating high-quality products that offer you the freedom to maintain a more active lifestyle. Advancements like our FiberSoft technology, seasonal colors, attractive styles and fun print designs ensure you move in comfort without compromising fashion. Thank you for choosing Juzo.

Care and Maintenance

To maintain your Juzo stockings, we recommend the following:

- Hand or machine wash warm daily to maximize therapeutic effectiveness and prolong the life of your Juzo garment.
- When machine washing and drying, use the lowest permanent press settings. A garment bag is strongly recommended.
- Wash dark colors separately from other clothing.
- Use Juzo washing detergent or another mild soap.
- DO NOT USE: bleach, chlorine, fabric softeners, or other laundry additives. These may damage your garment.
- Please refer to the washing symbols on the label in your Juzo stocking.
- Store your stockings in a dry place at room temperature.
- Largely resistant to sun, ointments, lotions, and perspiration.

Return Policy

Should it become necessary to return your garment for evaluation, for hygienic reasons Juzo requires that the garment be laundered prior to returning to the original place of purchase.


Fabric

Details are provided on label sewn inside your compression stocking.

Instructions for Use

It is recommended that you consult with your medical professional and fitter for proper guidelines on the use and application of this product. As therapy progresses or new symptoms develop, it may be necessary to take new measurements for a new compression stocking.

It is also recommended that you put your compression stockings on first thing in the morning every day. Rough fingernails, jagged rings, etc. can damage fabric; use a Juzo latex free donning glove to protect garment.



Useful tips to help with your compression stocking: For knee-highs, thigh-highs and pantyhose:

1 Turn the upper half of the stocking inside out to the heel by gently sliding the stocking down over the foot portion.

2 Slip your foot into the foot portion.

3 Gently ease the remaining part of the stocking over the heel.

4 Use the palms of your hands to massage the stocking upwards towards the knee. NOTE: Never pull at the upper edge of the stocking.

5 Follow the same procedure for the opposite leg, taking care that the stitch rows always run vertically.

6 For thigh-highs and pantyhose, position both stockings, as described above, until just below the knee

7 Gently ease the stocking onto the thigh. Work the stocking upwards into place using the palms of your hands until the stocking reaches the groin area. NOTE: If putting on a thigh-high stocking with silicone border, never pull the stocking up from the silicone border.

8 For pantyhose, ease the body part of the panty hose to your waist. The seams should run vertically up the front of the garment.

Always use Juzo latex free donning gloves when applying compression garments.



Enclosed with your JUZO OPEN TOE compression stocking is a complimentary Slippie designed to help you put on your open toe compression garment.

Follow the below instructions.

1 Insert half the Juzo Slippie into the top of the compression stocking.

2 Place the compression stocking w/ the inserted Juzo Slippie lengthwise on the Easy Pad. (Easy Pad is not included)

3 Slip your foot into the Juzo Slippie while it is inside the compression stocking.

4 Put weight onto the entire foot. Slide it forward and lift your toes slightly during the movement. The compression stocking will slide over the heel.

5 Repeat the last step until your entire foot is in the stocking.

6 When the heel of the stocking is in place adjust the foot portion by sliding your foot sideways to the left or right on the Juzo Easy Pad.

7 Place the heel of your opposite foot on the tip of the Juzo Slippie. Pull our leg back removing Slippie from inside the stocking.

8 While wearing Juzo donning gloves, work the stocking further up the leg. Constantly correct the fit of the compression stocking and evenly distribute the material.

For more information about Juzo donning aids, go to: www.juzousa.com • www.juzo.ca

Libertad para aprovechar al máximo cada día Montando una bici. Trabajando en el jardín. Dando un paseo. Yendo a trabajar. Estos son los beneficios continuos de las prendas de compresión Juzo, diseñadas para mejorar su calidad de vida, no inhibirla. De propiedad familiar desde 1912, Juzo ha liderado la industria de las prendas de terapia de compresión al crear productos de alta calidad que le ofrecen la libertad de mantener un estilo de vida más activo. Los avances como nuestra tecnología FiberSoft, los colores de temporada, los estilos atractivos y los divertidos diseños de impresión garantizan que se mueva con comodidad sin comprometer la moda. Gracias por elegir a Juzo.

Cuidado y mantenimiento

Para mantener tus medias Juzo, te recomendamos lo siguiente:

- Lavar a mano oa máquina con agua tibia todos los días para maximizar la eficacia terapéutica y prolonga la vida de tu prenda Juzo.
- Cuando lave y seque a máquina, use la plancha permanente más baja ajustes. Se recomienda encarecidamente llevar una bolsa de ropa.
- Lave los colores oscuros por separado de otras prendas.
- Utilice detergente de lavado Juzo u otro jabón suave.
- NO UTILICE: lejía, cloro, suavizantes de telas u otra ropa aditivos. Estos pueden dañar su prenda.
- Consulte los símbolos de lavado en la etiqueta de su calcetín Juzo.
- Guarde sus medias en un lugar seco a temperatura ambiente.
- En gran parte resistente al sol, ungüentos, lociones y transpiración.

Política de devoluciones

Si fuera necesario devolver su prenda para su evaluación, por razones de higiene, Juzo requiere que la prenda sea lavada antes de devolverla al lugar original de compra.

Tela

Los detalles se proporcionan en la etiqueta cosida dentro de su media de compresión.

Instrucciones de uso

Se recomienda que consulte con su médico y su instalador para conocer las pautas adecuadas sobre el uso y la aplicación de este producto. A medida que avanza la terapia o se desarrollan nuevos síntomas, puede ser necesario tomar nuevas medidas para una nueva media de compresión.

También se recomienda que se ponga las medias de compresión a primera hora de la mañana todos los días. Las uñas ásperas, los anillos dentados, etc. pueden dañar la tela; use un guante Juzo para ponerse sin látex para proteger la prenda.

Consejos útiles para ayudar con su compresión media: para medias hasta la rodilla, hasta los muslos y pantimedias:

- 1 Gire la mitad superior de la media de adentro hacia afuera hacia el talón deslizando suavemente la media hacia abajo sobre la parte del pie.
- 2 Deslice su pie en la parte del pie.
- 3 Coloque suavemente la parte restante de la media sobre el talón.
- 4 Utilice las palmas de las manos para masajear la media hacia arriba, hacia la rodilla. NOTA: Nunca tire del borde superior de la media.
- 5 Siga el mismo procedimiento para la pierna opuesta, cuidando que las filas de puntadas siempre corran verticalmente.
- 6 Para medias hasta los muslos y pantimedias, coloque ambas medias, como se describe arriba, hasta justo debajo de la rodilla.
- 7 Coloque suavemente la media sobre el muslo. Mueva la media hacia arriba en su lugar con las palmas de las manos hasta que la media llegue al área de la ingle. NOTA: Si se pone una media hasta el muslo con borde de silicona, nunca tire de la media hacia arriba desde el borde de silicona.
- 8 Para pantimedias, coloque la parte del cuerpo de las pantimedias hasta la cintura. Las costuras deben correr verticalmente por la parte delantera de la prenda.

Utilice siempre guantes Juzo sin látex al aplicar prendas de compresión.

La liberté de tirer le meilleur de chaque journée

Faire du vélo. Travailler dans le jardin. Prendre une marche. Aller travailler. Ce sont les avantages que vous procurez les vêtements de compression Juzo, conçus pour améliorer votre qualité de vie, et non pour l'inhiber. Propriété familiale depuis 1912, Juzo domine l'industrie du vêtement de thérapie de compression en créant des produits qui vous offrent la liberté de maintenir un mode de vie actif. Des avancées comme notre technologie FiberSoft, des couleurs saisonnières, des styles et des conceptions d'impression amusants vous permettent de bouger sans compromettre la mode. Merci d'avoir choisi Juzo.

Soins et entretien

Pour maintenir vos bas Juzo, nous vous recommandons ce qui suit :

- Lavage à la main ou à la machine tous les jours pour maximiser l'effet thérapeutique et prolonger la vie de votre vêtement Juzo.
- Lorsque vous lavez et séchez à la machine, utilisez le pressage permanent à la plus basse température. Un sac de vêtement est fortement recommandé et disponible dans le sac Juzo des accessoires d'entretien.
- Lavez les couleurs foncées séparément des autres vêtements.
- Utilisez du détergent à laver Juzo ou un autre savon doux.
- NE PAS UTILISER : eau de Javel, chlore, adoucisseurs de tissu, ceux-ci peuvent endommager votre vêtement.
- S'il vous plaît se référer aux symboles de lavage sur l'étiquette cousue dans vos bas Juzo
- Rangez vos bas dans un endroit sec à température ambiante.
- Nos produits résistent au soleil, aux onguents, aux lotions et à la transpiration.

Politique de retour

S'il devient nécessaire de retourner vos bas pour une évaluation, pour des raisons hygiéniques, Juzo demande que les bas soient lavés avant d'être retournés chez le détaillant.

Matériel

Les détails sont fournis sur l'étiquette cousue à l'intérieur de votre bas de compression.

Instructions d'utilisation

Il est recommandé de consulter votre professionnel de la santé afin d'obtenir des directives appropriées sur l'utilisation et l'application de ce produit. Si la thérapie progresse ou que de nouveaux symptômes se développent, il peut être nécessaire de prendre de nouvelles mesures pour un nouveau bas de compression.

Il est également recommandé de mettre votre bas de compression dès le lever, le matin, tous les jours. Les ongles rugueux, les bijoux, etc. peuvent endommager le tissu; utiliser un gant d'enfilage sans latex Juzo pour protéger le bas.

Conseils utiles pour vous aider à enfiler vos bas de compression : pour bas genou, bas cuisse et collants

- 1 Tournez la moitié supérieure du bas à l'envers sur le talon en glissant doucement le bas sur la portion du pied.
- 2 Glissez votre pied dans la partie pied du bas.
- 3 Faites glisser doucement la partie restante du bas par-dessus le talon.
- 4 Utilisez la paume de vos mains pour appliquer le bas jusqu'au genou. REMARQUE : ne jamais tirer sur le bord supérieur du bas.
- 5 Suivez la même procédure pour la jambe opposée en veillant à ce que le bas soit en ligne droite à la verticale.
- 6 Pour les bas cuisses et les collants, positionnez-les comme décrit ci-dessus jusqu'en dessous du genou
- 7 Placez doucement le bas sur la cuisse. Appliquez le bas vers le haut en utilisant la paume de vos mains jusqu'à ce que le bas atteigne la zone de l'aine. REMARQUE : si vous mettez un bas cuisse avec une bande silicone, ne tirez jamais directement sur la bande silicone.
- 8 Pour les collants, faites glisser la partie de la culotte jusqu'à votre taille. Les coutures doivent être droites verticalement sur la partie avant du collant.

Utilisez toujours les gants d'enfilage sans latex de Juzo lors de l'application des bas de compression.