



Figure 8 Clavicle Splint



Life Without Limitations®

Instructions for Use

Össur Americas
27051 Towne Centre Drive
Foothill Ranch, CA 92610, USA
Tel: +1 (949) 382 3883
Tel: +1 800 233 6263
Fax: +1 800 831 3160
ossurusa@ossur.com

Össur Canada
120-11231 Dyke Road
Richmond, BC
V7A 0A1, Canada
Tel: +1 604 241 8152
Fax: +1 604 241 8153

Össur Europe
Ekkersrijt 4106-4114
P.O. Box 120
5690 AC Son en Breugel
The Netherlands
Tel: +800 3539 3668
Tel: +31 499 462840
Fax: +31 499 462841
info-europe@ossur.com

Össur Europe BV
Kundenservice Deutschland
Augustinusstrasse 11A
50226 Frechen
Deutschland
Tel: +49 (0) 2234 6039 102
Fax: +49 (0) 2234 6039 101
info-deutschland@ossur.com

Össur Nordic
P.O. Box 67
751 03 Uppsala, Sweden
Tel: +46 1818 2200
Fax: +46 1818 2218
info@ossur.com

Össur Iberia S.A.
Parque Europoлис
Calle Edimburgo n° 14
28232 Las Rozas (Madrid) Spain
Tel: +34 91 636 06 93
Fax: +34 91 637 21 43
ortesica@ossur.com

Össur UK
Building 3000
Manchester Business Park
Aviator Way
Manchester M22 5TC, UK
Tel: +44 161 490 8500
Fax: +44 161 490 8501
ossuruk@ossur.com

Össur Asia
上海虹梅路1801号W168 楼2楼
邮政编码: 200233
电话: +86 21 6127 1700
传真: +86 21 6127 1799
asia@ossur.com

Össur Asia-Pacific
26 Ross Street
North Parramatta
Sydney NSW
2152 Australia
Tel: +61 2 88382800
Fax: +61 2 96305310
info-asia@ossur.com

Össur Head Office
Grjóthals 5
110 Reykjavík, Iceland
Tel: +354 515 1300
Fax: +354 515 1366
mail@ossur.com



ENGLISH

USES

Clavicle fractures and dislocations, selected soft tissue injuries and postural problems.

FITTING INSTRUCTIONS

1. Position the felt pad on back between the shoulder blades.
2. Wrap figure-8 arm straps around shoulders. Make certain the straps are not twisted and the arm pads are between the straps and the shoulders.
3. Feed the straps through the buckles and pull tight as desired. Press metal teeth into the strap and pull strap to fasten.
4. The arm pad should be adjusted so that it fits under the arm and in front of the shoulder. The straps should be tight enough to pull the shoulders back.

WASHING INSTRUCTIONS

This product may be cleaned using mild detergent and cold water. Do not bleach. Do not wash in washing machine or place in dryer. Lay brace flat on a towel to air dry. Do not squeeze.

ESPAÑOL

USOS

Fracturas y dislocaciones de la clavícula, algunos problemas musculares y problemas posturales.

COLOCACIÓN

1. Coloque la almohadilla de fieltro en la espalda, entre los omóplatos.
2. Enrolle las correas de los brazos en figura de 8 alrededor de los hombros. Asegúrese de que las correas no estén torcidas y de que las almohadillas de los brazos se encuentren entre las correas y los hombros.
3. Pase las correas a través de las hebillas y jale firmemente, según lo desee. Presione los dientes de metal en la correa y jale la correa para asegurarla.
4. La almohadilla del brazo debe ajustarse para que calce debajo del brazo y delante del hombro. Las correas deben estar lo suficientemente tensas para jalar los hombros hacia atrás.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO

Este product puede ser lavado con detergente suave y agua fria. No use lejía. No lave en lavadora o seque en secadora. Estire la férula sobre una toalla para que se seque. No la arruge.

EN – Caution: Össur products and components are designed and tested to ISO 10328. Compatibility and compliance with this standard is achieved only when Össur products and components are used with other recommended Össur or authorized components. If un-usual movement or product wear is detected in a structural part of a prosthesis at any time, the patient should be instructed to immediately discontinue use of the device and consult his/her clinical specialist. This product has been designed and tested based on single patient usage. This device should NOT be used by multiple patients. If any problems occur with the use of this product, immediately contact your medical professional.

ES – Atención: Los productos y componentes Össur están diseñados y probados según ISO 10328. La compatibilidad y conformidad con este estándar se obtiene sólo si los productos y componentes Össur se utilizan con otros componentes recomendados o autorizados por Össur. Si en cualquier momento se detecta un desplazamiento o desgaste del producto en la estructura de una prótesis, se debe dar instrucciones al paciente para cesar de inmediato el uso del dispositivo y que consulte a su especialista clínico. Este producto se ha diseñado y probado para su uso en un paciente único y no se recomienda para el uso de varios pacientes. En caso de que surja algún problema con el uso este producto, póngase inmediatamente en contacto con su especialista clínico.