


INDICACIONES


Inmoviliza el codo para reducir la presión sobre la importancia de la nervio ulnar. Restringe la plena extensión y flexión de estiramiento para reducir al mínimo el nervio ulnar.

Lea completamente la siguiente información antes de usarlo
Para el buen funcionamiento del producto se requiere que se coloque correctamente

A Afloje todas las correas y desenganche.
(Fig. 1) Inicialmente, la férula se aplica mejor con la ayuda.



B Seguro férula de brazo.
Con el brazo ligeramente flexionadas, colocar el logotipo directamente sobre el pliegue del codo. (Fig. 2)




C Seguro férula.

- Asegure las correas medio como se muestra (Fig. 2)
- Asegure bíceps superior e inferior del antebrazo correas. (Fig. 3)
- No apriete en exceso.

Nota:

- Para facilitar la re inserción de solicitud, al retirar la férula, pero no aflojar separar todas las correas deslícela corsé fuera.



INSTRUCCIONES DE CUIDADO

Antes de limpiar, eliminar la estancia del bolsillo de plástico. Lavar a mano utilizando agua fría y detergente suave. No lejía. Enjuague bien, eliminando todos los residuos de jabón para evitar la irritación de la piel. Dejar secar al aire. No tuerza o retorcer. Reformar, piso seco. Limpie la estancia de plástico limpio con desinfectante suave. Sustituir la estancia en el bolsillo de plástico con textura de superficie hacia afuera, seguro manga de cierre.

ADVERTENCIA: SE DEBE REPORTAR A SU MÉDICO INMEDIATAMENTE CUALQUIER INCIDENTE DE DOLOR, INFLAMACIÓN, CAMBIOS EN LA SENSIBILIDAD O REACCIONES INUSUALES.

EL FABRICANTE NO GARANTIZA QUE EL USO DE ESTE PRODUCTO EVITE QUE SE PRODUZCA UNA LESIÓN

S / G
606000R

PROFESSIONAL PRODUCTS, INC.
54 HUGH ADAMS ROAD
DEFUNIAK SPRINGS, FL 32435
(800) 234-9004
(850) 892-5731
FAX (800) 274-9006

PROFESSIONAL PRODUCTS, INC.
54 HUGH ADAMS ROAD
DEFUNIAK SPRINGS, FL 32435
(800) 234-9004
(850) 892-5731
FAX (800) 274-9006

www.ezywrap.com

Cubital Tunnel Splint


CE

EnglishAPPLICATION INSTRUCTIONS


INDICATIONS
Immobilizes the elbow to reduce pressure on the prominence of the ulnar nerve.
Restricts full extension and flexion to minimize stretching of the ulnar nerve.

Thoroughly read the following information prior to application.
Product function requires proper application.

A Loosen and unhook all straps.
(Fig. 1) Initially, splint is best applied with assistance.



B Place Splint on affected arm.
With arm slightly bent, position the logo directly over the elbow crease. (Fig. 2)




C Secure Splint.

- Secure middle straps as shown. (Fig. 2)
- Secure upper biceps and lower forearm straps. (Fig. 3)
- Do not over tighten.

Note:

- To facilitate re-application, when removing the splint, loosen but do not detach all straps then slide brace off.



CARE INSTRUCTIONS
Prior to cleaning, remove plastic stay from pocket. Hand wash using cold water and mild detergent. Do not bleach. Rinse thoroughly, removing all soap residue to avoid skin irritation. Allow to AIR DRY. Do not twist or wring. Reshape, dry flat. Wipe plastic stay clean with mild disinfectant. Replace plastic stay into pocket with textured surface facing outward, secure sleeve closure.


WARNING: INCIDENTS OF PAIN, SWELLING, CHANGES IN SENSATION OR UNUSUAL REACTIONS SHOULD BE IMMEDIATELY REPORTED TO YOUR MEDICAL PROFESSIONAL.
MANUFACTURER MAKES NO GUARANTEES THAT INJURY WILL BE PREVENTED USING THIS PRODUCT.

DeutschGEBRAUCHSANWEISUNG


ANZEICHUNGEN
Immobilisiert die Ellenbogen zur Milderung des Drucks auf die Bedeutung der ulnar Nerven.
Beschränkt voller Ausdehnung und Beugung zu minimieren Dehnung des ulnar Nerven.

Vor der Anwendung die folgenden Informationen gründlich lesen.
Die Produktfunktion erfordert ordnungsgemäße Anwendung.

A Lösen und aufhaken alle Gurte.
(Abb. 1) Zunächst, Schiene ist am besten mit der Unterstützung.



B Lugar férula en el brazo afectado.
Con el brazo ligeramente flexionadas, colocar el logotipo directamente sobre el pliegue del codo. (Abb. 2)




C segura férula.

- Asegure las correas medio como se muestra. (Abb. 2)
- Asegure bíceps superior e inferior del antebrazo correas. (Abb. 3)
- No apriete en exceso.

Nota:

- Para facilitar la reinserción de solicitud, al retirar la férula, pero no aflojar separar todas las correas deslícela corsé fuera.



PFLEGEANLEITUNG
Vor dem Reinigen, Entfernen von Aufenthalt aus der Tasche. Handwaschbecken mit kaltem Wasser und einem milden Reinigungsmittel. Nicht bleichen. Gründlich, die Beseitigung aller Seife Rückstand zu vermeiden Hautreizungen. Lassen Sie an der Luft trocknen lassen. Nicht drehen oder auswringen. Neugestaltung, trockene Wohnung. Wischen Sie die Kunststoff-Aufenthalt mit einem milden Desinfektionsmittel reinigen. Ersetzen Sie bleiben in der Tasche aus Kunststoff mit strukturierter Oberfläche, die nach außen, sichere Schließung Ärmel.


WARNHINWEIS: BEI SCHMERZEN, SCHWELLUNGEN, VERÄNDERTER EMPFINDUNG BZW. UNGEWÖHNLICHEN REAKTIONEN DEN ARZT SOFORT VERSTÄNDIGEN.
DER HERSTELLER GARANTIERT NICHT, DASS VERLETZUNGEN DURCH VERWENDUNG DIESES PRODUKTS VERMIEDEN WERDEN.

FrançaisMODE D'EMPLOI


INDICATIONS
Immobilise le coude à réduire la pression sur l'importance du nerf cubital. Limite pleine extension et de flexion de minimiser l'étirement du nerf cubital.

Lire intégralement les informations suivantes avant toute application.
Le bon fonctionnement de ce produit requiert une mise en place correcte.

A Desserrer et décrocher toutes les sangles.
(Figure 1) Initialement, attelle est préférable d'appliquer à l'assistance.



B Place Splint touchés sur le bras.
Avec bras légèrement pliés, la position du logo directement sur le pli du coude. (Figure 2)




C Splint sécurisé.

- Secure milieu sangles, comme illustré. (Figure 2)
- Secure supérieure du biceps et l'avant-bras inférieur sangles. (Figure 3)
- Ne pas trop serrer.

Note:

- Afin de faciliter la ré-application, lors de l'enlèvement de l'attelle, mais ne pas desserrer tous les détacher les sangles puis faites glisser brace off.



ENTRETIEN
Avant le nettoyage, retirez le plastique séjour de poche. Lavage à la main en utilisant l'eau froide et un détergent doux. Ne pas l'eau de Javel. Rincer à fond, de supprimer tous les résidus de savon pour éviter l'irritation de la peau. Laisser sécher à l'air. Ne pas essorer ou tordre. Reshape, séchage à plat. Essayez plastique propre séjour avec désinfectant doux. Remplacer rester en poche en plastique avec la texture de surface à l'extérieur, la sécurité manche fermeture.

AVERTISSEMENT : CONSULTER IMMÉDIATEMENT LE MÉDECIN TRAITANT EN CAS DE DOULEURS, DE GONFLEMENTS, DE MODIFICATIONS DES SENSATIONS OU DE RÉACTIONS INHABITUELLES.
LE FABRICANT N'OFFRE AUCUNE GARANTIE QUE L'UTILISATION DE CE PRODUIT EMPÊCHERA TOUTE BLESSURE DE SE PRODUIRE.