

Abduction Pillow

English: Indicated for abduction following hip surgery.

May be used while in wheelchair to prevent crossing of the legs.



Unique Features: Contoured or Straight Sides.

Single or Double Straps.

To apply: Place between legs. Secure Velcro® straps.

CARE INSTRUCTIONS: Hand wash using cold water and mild detergent. Do not bleach. Rinse thoroughly, removing all soap residue to avoid skin irritation. Allow to AIR DRY.

MANUFACTURER MAKES NO GUARANTEES THAT INJURY WILL BE PREVENTED USING THIS PRODUCT.



Español: Indicado para la abducción después de la cirugía de la cadera. Se puede usar en una silla de ruedas para evitar el movimiento de tijera.

Características exclusivas: Lados moldeados o rectos

Para aplicar: Coloque entre las piernas.
Fije las correas de Velcro®.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO: Lavar a mano usando agua fría y un detergente suave. No utilice blanqueador. Enjuague completamente extrayendo todo residuo del detergente para evitar irritaciones de la piel. Deje SECAR AL AIRE. No exprima ni estruje, dele forma y póngalo a secar plano. EL FABRICANTE NO GARANTIZA QUE EL USO DE ESTE PRODUCTO NO GARANTIZA QUE EVITE QUE PRODUZCA UNA LESIÓN



www.ezywrap.com

PROFESSIONAL PRODUCTS, INC.
54 HUGH ADAMS ROAD
DEFUNIAK SPRINGS, FL 32435

COPYRIGHT © 2009 PROFESSIONAL PRODUCTS, INC.

USA & CANADA (800) 234-9004
INTERNATIONAL (850) 892-5731
FAX (800) 274-9006

R000411
D/S

Abduction Pillow

Français : Indiqué pour l'abduction consécutive à une chirurgie de la hanche. Peut être utilisé dans un fauteuil roulant afin d'éviter la vibration de cisaillement.

Caractéristiques uniques : Côtés profilés ou droits

Appliquer : Placez entre les jambes.

Fixez solidement les sangles Velcro®.

ENTRETIEN : Laver à la main à l'eau froide et au savon doux. Ne pas javelliser. Rincer soigneusement, afin d'éliminer toute trace de détergent qui pourrait provoquer l'irritation de la peau. Laisser sécher à l'air libre. Ne pas tordre. Mettre à plat pour lui redonner sa forme.

LE FABRICANT N'OFFRE AUCUNE GARANTIE QUE L'UTILISATION DE CE PRODUIT EMPÊCHERA TOUTE BLESSURE DE SE PRODUIRE.

Deutsch: Zur Abspreizung nach einer Hüftoperation. Kann zur Verhinderung der Scherenhaltung im Rollstuhl verwendet werden.



Besondere Merkmale: Geschwungene oder gerade Seiten

Anwendung: Zwischen den Beinen platzieren.

Velcro®-Riemen befestigen

PFLEGEANLEITUNG : Handwäsche in kaltem Wasser mit mildem Waschmittel. Keine Bleichmittel verwenden. Zur Vermeidung von Hautreizungen alle Seifenreste gründlich ausspülen. Nicht auswringen. In Form ziehen und liegend lufttrocknen.

DER HERSTELLER GARANTIERE NICHT, DASS VERLETZUNGEN DURCH VERWENDUNG DIESES PRODUKTS VERMIEDEN WERDEN.



WWW.EZYWRAP.COM

PROFESSIONAL PRODUCTS, INC.
54 HUGH ADAMS ROAD
DEFUNIAK SPRINGS, FL 32435

COPYRIGHT © 2009 PROFESSIONAL PRODUCTS, INC.

USA & CANADA (800) 234-9004
INTERNATIONAL (850) 892-5731
FAX (800) 274-9006

