## BECKER Articulations orthétique pour genou

## Informations de montant/fente

			INFORMATION DE LARGEUR
	GRANDEUR D'ARTICULATION	CONÇU POUR	LARGUER DE MONTANT/FENTES
NDEUR	Α	Adulte	19 mm (¾")
	В	Jeune	16 mm (½")
GRAN	С	Enfant	13 mm (½")
ט	1	Bébé	13 mm (½")

		INFORMATION DE PROFONDEUR/ÉPAISSEUR
	PROFONDEUR D'ARTICULATION	PROFONDEUR DE MONTANT/FENTES
UR	4	6 mm (¼")
GRANDEU	6	5 mm ( <sup>3</sup> / <sub>16</sub> ")
	2	4 mm ( <sup>5</sup> / <sub>32</sub> ")
	8	3 mm (½")